

Divan d'examen Caix 2 plans Vog Medical

Caractéristiques :

- **Hauteur réglable de 56 à 96 cm à l'aide d'une commande au pied**
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm
- Capacité de charge : **220 kg**
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³
- Déplacement de 200 mm
- Moteur classe II
- Equipé d'un porte rouleau pour draps d'examen
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
- Doté de 4 patins noirs réglables en polyamide



Dimensions :

- Hors tout : L. 2000 x l. 670 (ou 800 mm) x H. 560/960 mm
- Dossier : L. 600 x l. 670 (ou 800 mm)
- Assise : L. 1350 x l. 670 (ou 800 mm)
- Poids : 80 kg

Modèles disponibles :

- Largeur 67 cm *Réf : 1726.310*
- Largeur 80 cm *Réf : 1727.310*

Options disponibles :

- Commande périphérique pour régler en hauteur *Réf : 1763.310*
- Jeu de 4 roulettes Ø 100 mm avec freins (hauteur maxi/mini modifiée) *Réf : 1762.310*
- Paires de douilles coulissantes pour étriers *Réf : 1737.310*
- Paire de repose jambes en mousse polyuréthane noir *Réf : 1754.310*
- Paire d'étriers en inox *Réf : 1738.310*
- Tige porte sérum 2 crochets simples avec douilles de fixation *Réf : 1756.310*
- Barrières rabattables *Réf : 1755.310*
- Protection PVC *Réf : 1758.310*
- Coussin demi-cylindrique (largeur 67 cm) *Réf : 1760.310*
- Coussin semi-cylindrique (largeur 80 cm) *Réf : 1761.310*
- Trou visage *Réf : 1757.310*
- **Livraison personnalisée (installation dans votre cabinet sur RDV)** *Réf : 1765.310*

La livraison standard est comprise dans le prix du divan, c'est-à-dire que le divan sera livré sur palette par le transporteur en rez-de-chaussée devant le bâtiment. Charge au client de rentrer le mobilier dans le cabinet.



SCHILLER
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL :
SCHILLER FRANCE SAS
6 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY SAINT GEORGES



MediProStore
by SCHILLER

MEDIPOSTORE BY SCHILLER
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40
www.mediprostore.com