

Divan d'examen Licata 2 plans Vog Medical

Caractéristiques :

- **Hauteur réglable de 54 à 94 cm par commande au pied**
- Dossier réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale
- Sellerie tendue, épaisseur 40 mm
- Dossier Proclive/Déclive (+75°/-15°)
- Capacité de charge : **300 kg**
- Mousse assise et dossier densité 45 kg/m³
- Equipé d'un porte rouleau pour draps d'examen
- 4 patins noirs réglables, en polyamide
- Capot en ABS blanc sous l'assise et le dossier
- Dimensions : L. 2000 x l. 670/800 x H. 540/940 mm (sellerie plate), H. 560/960 mm (sellerie bourrelets)
- Poids du divan : 110 kg



Modèles disponibles :

- Largeur 67 cm –Sellerie plate *Réf : 1723.310*
- Largeur 80 cm –Sellerie plate *Réf : 1724.310*
- Largeur 67 cm –Sellerie bourrelets latéraux *Réf : 1720.310*
- Largeur 80 cm –Sellerie bourrelets latéraux *Réf : 1721.310*

Options disponibles :

- Paires de douilles coulissantes pour étriers *Réf : 1737.310*
- Paire de repose jambes en mousse polyuréthane noir *Réf : 1754.310*
- Paire d'étriers en inox *Réf : 1738.310*
- Jeu de 4 roulettes avec freins Ø 100 mm (hauteur + 8cm) *Réf : 1762.310*
- Tige porte sérum 2 crochets simples avec douilles de fixation *Réf : 1756.310*
- Barrières rabattables *Réf : 1755.310*
- Protection PVC *Réf : 1758.310*
- Coussin demi-cylindrique (largeur 67 cm) *Réf : 1760.310*
- Coussin semi-cylindrique (largeur 80 cm) *Réf : 1761.310*
- Trou visage *Réf : 1757.310*
- **Livraison personnalisée (installation dans votre cabinet sur RDV)** *Réf : 1765.310*

La livraison standard est comprise dans le prix du divan, c'est-à-dire que le divan sera livré sur palette par le transporteur en rez-de-chaussée devant le bâtiment. Charge au client de rentrer le mobilier dans le cabinet.



SCHILLER
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL :
SCHILLER FRANCE SAS
6 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY SAINT GEORGES



MediProStore
by SCHILLER

MEDIPOSTORE BY SCHILLER
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40
www.mediprostore.com