

Ensemble mobilier médical Holtex

Caractéristiques du divan d'examen :

- Hauteur fixe de 70 cm
- Structure en tube carré en Acier Inoxydable (**inox**).
- Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance.
- Charge maximum : 150kg.
- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30kg/m³), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable ignifugé (classement de résistance au feu : M1).
- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds.
- Disponible en plusieurs coloris
- Livré démonté



Caractéristiques du marchepieds 2 marches :

- Structure en tube d'Acier Inoxydable (inox).
- Marche recouverte de matière plastique antidérapante.
- Charge maximum : 150kg.

Caractéristiques du tabouret médical :

- Assise \varnothing : 38 cm, rembourrée en mousse très haute densité (30 kg / m³), ignifugée (classement résistance au feu M1).
- Axe, tube \varnothing : 5,5 cm en Inox.
- Piètement en plastique noir à 5 branches \varnothing : 60 cm, très stable avec roulettes doubles.
- Hauteur ajustable par simple pression et par **piston à gaz**.
- Variation de la hauteur de 48 à 67 cm.
- Charge maximum : 150kg
- Disponible en plusieurs coloris

Options disponibles :

- Talonnière sans étaux de fixation (la paire) *Réf : 1742.190*
- Etaux de fixation pour talonnière (la paire) *Réf : 1740.190*

Coloris disponibles :

- Blanc *Réf : 1745.190*
- Bleu *Réf : 1750.190*
- Bordeaux *Réf : 1752.190*
- Gris *Réf : 1746.190*
- Noir *Réf : 1744.190*
- Vert pomme *Réf : 1751.190*



SCHILLER
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL :
SCHILLER FRANCE SAS
6 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY SAINT GEORGES



MEDIPOSTORE BY SCHILLER
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40
www.mediprostore.com