

Fauteuil de gynécologie Le Quesnoy

Réf : 1783.310

Caractéristiques :

- Table en 3 parties – Proclive / Déclive
- Réglable en hauteur de 62 à 102 cm par télécommande
- Position de Trendelenburg
- Assise électrique
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes blocage centralisé
- Jambière réglable par vérin à gaz
- Porte rouleau, cuvette en inox et paire d'étriers ou de repose jambes
- Garantie : 3 ans hors sellerie
- Divan fabriqué sur commande (délais de livraison 4-6 semaines).
Livrabl uniquement en France Métropolitaine



Dimensions :

- Hors tout: L. 175 x l. 80 x H. 62/102 cm
- Dossier : L. 72 x l. 60 cm
- Assise : L. 450 x l. 60 cm
- Jambière : L. 28 x 60 cm
- Poids du divan: 95 kg
- **Poids supporté : 300 kg**

Options disponibles :

- **Livraison personnalisée (installation dans votre cabinet sur RDV)**

Réf : 1765.310

La livraison standard est comprise dans le prix de l'ensemble du mobilier, c'est-à-dire que le mobilier sera livré sur palette par le transporteur en rez-de-chaussée devant le bâtiment. Charge au client de rentrer le mobilier dans le cabinet.



SCHILLER
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL :
SCHILLER FRANCE SAS
6 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY SAINT GEORGES



MediProStore
by SCHILLER

MEDIPOSTORE BY SCHILLER
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40
www.mediprostore.com