

# Fauteuil pèse-personne MCB

Réf: 733.290

## Caractéristiques :

- Capacité de charge : jusqu'à 300 kg
- Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Afficheur situé à l'arrière du fauteuil
- Equipé de quatre roues avec freins
- Les accoudoirs relevables facilitent la mise en place du patient
- Forme ergonomique et confortable
- Fonction Data Hold: en cas d'arrêt de service l'affichage du poids se fige automatiquement
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Livré avec un bloc secteur
- Dimensions totales : L. 600 x P. 850 x H. 960 mm
- Poids : Environ 26 kg
- Garantie : 3 ans



Idéal pour les maisons de retraite,  
centre de réhabilitation ou encore des  
cliniques à forte fréquentation

## Options disponibles :

- Homologation Classe III (vignette verte métrologique)  
**Attention : cette option ne peut pas être commandée ultérieurement**

Réf : 713.290



**SCHILLER**  
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL:  
SCHILLER FRANCE SAS  
6 RUE RAOUL FOLLEREAU  
77600 BUSSY SAINT GEORGES



**MediProStore**  
by SCHILLER

MEDIPOSTORE BY SCHILLER  
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU  
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40  
[www.mediprostore.com](http://www.mediprostore.com)