

## Table d'examen Caix 3 parties - Vog Medical

### Caractéristiques :

- **Hauteur réglable de 51 à 91 cm avec commande au pied**
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m<sup>3</sup>
- Dossier et partie centrale réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 patins noirs réglables et d'une cuvette inox
- Douilles coulissantes pour étriers
- Moteur classe II
- Doté d'un porte rouleau pour draps d'examen
- Hors tout : L. 2000 x l. 670 x H. 510/910 mm
- Poids du divan : 80 kg
- **Poids supporté : 220 kg**



### Modèles disponibles :

- Largeur 67 cm *Réf : 1749.310*
- Largeur 68 cm *Réf : 1750.310*

### Options disponibles :

- Commande périphérique *Réf : 1763.310*
- Jeu de 4 roulettes Ø 100 mm avec freins *Réf : 1762.310*
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir *Réf : 1754.310*
- Paire d'étriers en inox *Réf : 1738.310*
- Tige porte sérum 2 crochets simples avec douilles de fixation *Réf : 1756.310*
- Barrières rabattables *Réf : 1755.310*
- Protection PVC *Réf : 1758.310*
- Coussin demi-cylindrique *Réf : 1759.310*
- Trou visage *Réf : 1757.310*
- **Livraison personnalisée (installation dans votre cabinet sur RDV)** *Réf : 1765.310*

La livraison standard est comprise dans le prix de l'ensemble du mobilier, c'est-à-dire que le mobilier sera livré sur palette par le transporteur en rez-de-chaussée devant le bâtiment. Charge au client de rentrer le mobilier dans le cabinet.



**SCHILLER**  
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL :  
SCHILLER FRANCE SAS  
6 RUE RAOUL FOLLEREAU  
77600 BUSSY SAINT GEORGES



**MediProStore**  
by SCHILLER

MEDIPOSTORE BY SCHILLER  
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU  
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40  
[www.mediprostore.com](http://www.mediprostore.com)