

Tensiomètre professionnel 907 Omron

Réf : 310.050

Caractéristiques :

- Large écran pour une utilisation simple et confortable
- Affichage simultanée des valeurs : Diastole, Systole et Puls
- Mode de contrôle d'étalonnage et moyenne programmable
- Méthode : Auscultatoire ou Oscillométrique
- Système Intellisense : Régule et adapte la pression du gonflage
- Fonction de masquage des mesures
- Alimentation sur batterie ou secteur
- Garantie : 3 ans



Le choix professionnel par excellence !

Spécialement étudié pour une utilisation intensive dans les cabinets médicaux ou dans les centres hospitaliers, le tensiomètre automatique 907 offre une véritable alternative aux tensiomètres traditionnels.

Accessoires disponibles :

- Pied roulant avec panier de rangement
- Support mural (visserie incluse)
- Adaptateur secteur
- Brassard enfant
- Brassard adulte medium
- Brassard adulte large

Réf : 317.050

Réf : 318.050

Réf : 319.050

Réf : 326.050

Réf : 324.050

Réf : 325.050



SCHILLER
FRANCE S.A.S

SIEGE SOCIAL:
SCHILLER FRANCE SAS
6 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY SAINT GEORGES



MEDIPOSTORE BY SCHILLER
7 RUE MARYSE BASTIE 67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 06 78 27 – Fax : 03 88 63 28 40
www.mediprostore.com